



GUIDED **BIOFILM** THERAPY

01
DIAGNÓZIS




02
MEGJELENÍTÉS




08
VISSZAHÍVÁS




03
MOTIVÁLÁS




07
KONTROLL




04
AIRFLOW®





05
PERIOFLOW®



06
PIEZON®






EMS 
MAKE ME SMILE.


















JAVASOLT						JAVASOLT					
											
EGYÉB EMS POROK						EGYÉB EMS POROK					
Név	PLUS	CLASSIC COMFORT	CLASSIC	SOFT	PERIO	PLUS	CLASSIC COMFORT	CLASSIC 65 µm	SOFT	PERIO	
Cikkszám	DV-082	DV-048	DV-048/ LEM/65	DV-071	DV-070	DV-082	DV-048/LEM	DV-048/LEM/65	DV-071	DV-070	
Íz	SEMLEGES	CITROMOS MENTÁS CSERESZNYÉS SEMLEGES	CITROMOS	SEMLEGES	SEMLEGES	✓	✓	✓	✓	✓	
Összetétel	ERITRIT	SZÓDA- BIKARBÓNA	SZÓDA- BIKARBÓNA	GLICINE	GLICINE	✓	✓	✓	✓	✓	
Szemcse méret	~14 µm	~40 µm	~65 µm	~65 µm	~25 µm	✓	✓	✓	✓	✓	
pH	-7	-8.1	-8.1	-6	-6	✓	✓	✓	✓	✓	
Fogak	Elszíneződés és éretlen fogkő	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Zománc	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Macula cretos (zománc)	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	
	Gödrök és fisszúrák	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	
	Dentium	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	
Lágyszövetek	Íny	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nyelv és szájpaddlás	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	
Fogpótlások	Hibrid kompozit	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
	Üvegonomér	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	
Implantátumok	Implantátum körüli lágyszövet	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	
Fogszabályozás	Brekettek és fix fogszabályozó készülékek	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✗						
 	✓	✗	✗	✗	✓						
 	✓	✗	✗	✗	✓						

► Két vegyi üzemmel Németországban és Svájcban, az EMS az egyetlen cég, amely magának állítja elő porait. 35 éves múltját igazolja számos klinikai kutatás, tesztelés, tanulmány és milliónyi sikeresen kezelt páciens. Az EMS az Air-Flow PLUS és CLASSIC porokat ajánlják az összes klinikai esethez.

GUIDED BIOFILM THERAPY



22
APPLICATIONS
OF GBT



EMS 
MAKE ME SMILE.