

EXTRAORAL LIBRARY CODES



NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions R: Rotator (Non-Engaging)
 E: Extraoral GH: Gingiva Height
 NR: Non-rotator (Engaging) CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
BIOMET 3I	Certain	3,25/4	3,4	0,3	3,8/5/7/9	1,2	3,8
BIOMET 3I	Certain	4/5	4,1	0,3	4/5/7/9	1,2	4
BIOMET 3I	Certain	5	5	0,5	4,5		
BIOMET 3I	External Hex	3,25	3,4	0,3	3,8	0,5	3,8
BIOMET 3I	External Hex	3,75/4	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
BIOMET 3I	External Hex	5	5	0,5	4,5		
BIOMET 3I	Low profile	Universal	Universal	0,3	5,4/5/7/9		
AB	I2	3,5/3,75/4,2/4,5/5/6	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
AB	I22	3,75/4,2	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
AB	I5	3,5/3,75/4,2/4,5/5/6/7/8	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
AB	I55	3,75/4,2/4,5/5/6/7/8	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
AB	I10	4,2/5	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
AB	I15	6/7/8	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
AB	Multi Unit D1P64	Universal	Universal	0,3	5,4/5/7/9		

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions R: Rotator (Non-Engaging)
 E: Extraoral GH: Gingiva Height
 NR: Non-rotator (Engaging) CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
2	3,8/5/7/9	3	3,8							DAS_E_0001
										DAS_E_0002
										DAS_E_0057
1	5/7/9									DAS_E_0003
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0058
										DAS_E_0025
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0025

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
ACE	External Hex	3.3	NP 3,5	0,3	3,8		
ACE	External Hex	3,75/4	RP 4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
ACE	External Hex	4,75	WP 5	0,5	4,5		
ACE	Infinity Internal Hex	3,7/4,1	3,5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ACE	Infinity Internal Hex	4,7/5,1	4,5	0,4	4/5/7/9	1,5	4
ACE	Infinity TRICAM	3,5	3,5	0,5	3,8/5/7/9	1,2	3,8
ACE	Infinity TRICAM	4,3	4,3	0,3	4/5/7/9	1,2	4
ACE	Infinity TRICAM	5	5	0,3	4		
ACE	Infinity Octagon	3,3/4,1/4,8	RP 4,8	0,6	4/5/7/9		
ACE	Infinity Octagon	4,8	WP 6,5	0,6	4,5		
ACE	Multi Unit	Universal	Universal	0,3	5,4/5/7/9		
ADIN	Swell	3,3	3,45	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ADIN	Swell	3,75/4,2	3,6	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ADIN	Swell	5	4	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
										DAS_E_0023
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0058
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
										DAS_E_0026
										DAS_E_0027
										DAS_E_0028
										DAS_E_0037
										DAS_E_0096
										DAS_E_0025
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
ADIN	Swell	6	4,6	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ADIN	TouregCloseFit	2,75	UNP	1,5	4,5		
ADIN	TouregCloseFit	3	NP	1,5	4,5		
ADIN	TouregCloseFit	3,5	RP	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8
ADIN	TouregCloseFit	4,3/5	WP	1,3	4/5/7/9	2	4
ADIN	TouregS/TouregOS	3,5	3,45	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ADIN	TouregS/TouregOS	3,75/4,2	3,6	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ADIN	TouregS/TouregOS	5	4	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ADIN	TouregS/TouregOS	6	5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ADIN	Triple	3,5/3,75/4,2/5/6	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ADIN	Multi Unit TMA	Universal	Universal	0,3	5,4/5/7/9		
ALFA-GATE	Bioactive S-line/SLA	3,3/3,75/4,2/4,7/5,2/6	3,75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ALFA-GATE	Conical	3,5	NP	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8
ALFA-GATE	Conical	4,3/5	RP	1,3	4/5/7/9	2	4

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0188
										DAS_E_0145
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021
3	4/5/7/9	4	4	5	4					DAS_E_0022
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0025
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021
3	4/5/7/9	4	4	5	4					DAS_E_0022

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
ALPHABIO	Conical Hex Connection (NICE)	3,2	Narrow	0,7	4,5	1,5	4,5
ALPHABIO	Conical Hex Connection (NEO)	3,2/3,5	Narrow	0,7	4,5	1,5	4,5
ALPHABIO	Internal Hex Connection (IH) SPI	3,3/3,75/4,2/5/6	Universal	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ALPHABIO	Internal Hex Connection (IH) ICE	3,7/3,75/4,2/4,65/5,3	Universal	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ALPHABIO	Internal Hex Connection (IH) DFI	3,3/3,75/4,2/5	Universal	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ALPHABIO	Internal Hex Connection (IH) ATID	3,3/3,75/4,2/5/6	Universal	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ALPHABIO	Internal Hex Connection (IH) NEO	3,75/4,2/5	3.5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ALPHABIO	Conical Standard Connection (CS)	3,75/4,2/5	Standard	0,6	3,8	1,5	3,8/5/7/9
ALPHABIO	Multi Unit	Universal	Universal	0,5	5/5,4/7/9		
ALPHADENT	Classic Conus	3,3/3,75	3				
ALPHADENT	Active Conus	3,25/3,75	3				
ANCLADEN	Anclalock	3,75/4,25/5	3.5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ANKYLOS	Ankylos	3,5/4,5/5,5/7	NP/RP/WP	1	3,8/5/7/9	2	3,8
ANTHOGRYR	Axiom REG / PX	3,4	3,4 XNP	1,5	4,5		

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
		3	4,5	4	4,5	5	4,5			DAS_E_0136
		3	4,5	4	4,5	5	4,5			DAS_E_0136
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
		3	3,8/5/7/9							DAS_E_0169
										DAS_E_0195
1,5	4	2	4							DAS_E_0265
1,5	4	2	4							DAS_E_0265
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
3	3,8	4	3,8							DAS_E_0075
										DAS_E_0161

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
ANTHOGYR	Axiom REG / PX	4	4 RP	1,5	4		
ANTHOGYR	Axiom REG / PX	4,6	4,6 WP	1,5	4		
ANTHOGYR	Axiom REG / PX	5,2	5,2	1,5	4,5		
ANTHOGYR	Anthofit HE	3,5/3,75/4	R (4,1)	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
ANTHOGYR	Anthofit HE	5	L (5)	0,5	4,5		
ANTHOGYR	Ossfit	3,5/4,2	4,8	0,6	4/5/7/9		
ANTHOGYR	Ossfit	3,5/4,2	4,8	0,6	4,5		
ANTHOGYR	Ossfit	5	6,5	0,6	4,5		
ANTHOGYR	Infinity Octagon	4,8	WP 6,5	0,6	4,5		
ANTHOGYR	Multi Unit	4,8	Universal	0,5	5,4		
ANTHOGYR	Axiom REG / PX	5,2	5,2	1,5	4,5		
ARDS	Classic	3,75/4,2/4,5	3,75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ARDS	Classic	3,3/3,75/4,2/5/6	3,75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ARDS	CIT	3,3/3,75/4,2/5/6	3,75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
										DAS_E_0149
										DAS_E_0149
										DAS_E_0162
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0058
										DAS_E_0037
										DAS_E_0074
										DAS_E_0096
										DAS_E_0096
										DAS_E_0163
										DAS_E_0162
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
ARDS	Premium	3,3/3,75/4,2/5/6	3,75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ARDS	Smart	3,75/4,2/4,5	3,75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ASTRA	Yellow	3	Yellow	1,2	3,8		
ASTRA	Aqua	3,5/4	Aqua(Estrecha)	1	4/5/7/9	2	4
ASTRA	Lilac	4,5/5	Lilac (Ancha)	1	4/5/7/9	2	4
ASTRA	Cono 20°	Universal	Regular/Wide	0,6	3,8		
ASTRA	Evolution	3	3	1	4,5/5/7/9	2	4,5
ASTRA	Evolution	3,6	3,6	1,2	3,8/5/7/9	2	3,8
ASTRA	Evolution	4,2	4,2	1,5	4/5/7/9	2	4
ASTRA	Evolution	4,8	4,8	1,2	4/5/7/9	2	4
ASTRA	Evolution	5,4	5,4	1	4,5/5/7/9	2	4,5
ASTRA	Evolution	Universal	Universal	0,5	3,8/5/7/9		
ASTRA	Multibase Abutment (SmartFix)		Universal	0,3	5,4/5/7/9		
AVINENT	HE	3,3//3,5/4	3,5	0,3	3,8		

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0109
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0005
										DAS_E_0066
3	4,5									DAS_E_0090
3	3,8	4	3,8							DAS_E_0006
3	4									DAS_E_0007
3	4	4	4							DAS_E_0091
3	4,5									DAS_E_0092
										DAS_E_0008
										DAS_E_0258
										DAS_E_0023

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
AVINENT	HE	3,3/3,8/4/4,2/4,8//4,5/5	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
AVINENT	HI	3,1//3,5/4	3,5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
AVINENT	HI	3,3/3,8/4/4,2/4,8//4,5/5	4,1	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
AVINENT	Transepitelial	Universal	Regular Platform	0,3	5,4/5/7/9		
AVINENT	HE/EC	4,8	5,1	0,6	4,5		
BEGO	RS/RSX	3	3	0,6	3,8		
BEGO	S/RI/RS/RSX	3,25/3,75	3,67	0,7	3,8		
BEGO	S/RI/RS/RSX	4,1	4,1	0,5	3,8		
BEGO	S/RI/RS/RSX	4,5	4,5	0,3	4		
BEGO	S/RI/RS/RSX	5,5	5,5	0,4	4,5		
BEGO	Mini	2,7/2,9/3,1	Mini	0,3	3,8	0,5	3,8
BEGO	MultiPlus	Universal	Universal	0,5	5,4		
BIOCONCEPT	BC Tissue Level Standard	3,3/4,1/4,8	Regular	0,6	4/5/7/9		
BIOCONCEPT	BC Tissue Level Standard Plus	4,8	Regular	0,6	4/5/7/9		

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0025
										DAS_E_0061
										DAS_E_0049
2,2	3,8/5/7/9									DAS_E_0050
2	3,8/5/7/9									DAS_E_0051
										DAS_E_0052
										DAS_E_0081
1	3,8									DAS_E_0187
										DAS_E_0150
										DAS_E_0037
										DAS_E_0037

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
BIOCONCEPT	BC Tissue Level Tapered Effect	4,8	Regular	0,6	4/5/7/9		
BIOCONCEPT	BC Bone Level	3,3	Narrow	1,3	3,8/5/7/9	2	3,8
BIOCONCEPT	BC Bone Level	4,1/4,8	Regular	1,1	4/5/7/9	2	4
BIOCONCEPT	BV Tapered Bone Level	3,5	Narrow	1,2	3,8/5/7/9	2	3,8/5/7/9
BIOCONCEPT	BV Tapered Bone Level	4/4,5/5	Regular	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
BIOGENESIS	3icon	3,3	Mini (Pink)	0,3	3,8		
BIOGENESIS	3icon	3,75/4/4,3/4,5	Regular (Blue)	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
BIOGENESIS	3icon	5/5,5	Wide (Yellow)	0,5	4,5		
BIOGENESIS	Aticon	3,5//4/4,5/5	Pink/Blue	1	4/5/7/9	2	4
BIOGENESIS	Iticon	3,5/4,1/4,8	4,8	0,6	4/5/7/9		
BIOHORIZON	External	3,5	3,7 (Yellow)	0,3	3,8		
BIOHORIZON	Tapered Internal	3/3,4	3,0 (Grey)	1	5/7/9	1,8	3,8/5/7/9
BIOHORIZON	Tapered Internal	3,8	3,5 (Yellow)	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
BIOHORIZON	Tapered Internal	4,6	4,5 (Green)	0,4	4/5/7/9	1,5	4

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
										DAS_E_0037
3	3,8/5/7/9	4	3,8							DAS_E_0033
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0035
3	3,8	4	3,8							DAS_E_0029
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
										DAS_E_0023
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0058
3	4	4	4							DAS_E_0005
										DAS_E_0037
										DAS_E_0023
3	5/7/9									DAS_E_0102
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
BIOHORIZON	Tapered Internal	5,8	5,7 (Blue)	0,4	4,5		
BIOHORIZON	Tapered Plus	3,8	3,0 (Grey)	1	5/7/9	1,8	3,8/5/7/9
BIOHORIZON	Tapered Plus	4,6	3,5 (Yellow)	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
BIOHORIZON	Tapered Plus	5,8	4,5 (Green)	0,4	4/5/7/9	1,5	4
BIOHORIZON	Mount-free Tapered Internal	3/3,4	3,0 (Grey)	1	5/7/9	1,8	3,8/5/7/9
BIOHORIZON	Mount-free Tapered Internal	3,8	3,5 (Yellow)	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
BIOHORIZON	Mount-free Tapered Internal	4,6	4,5 (Green)	0,4	4/5/7/9	1,5	4
BIOHORIZON	Mount-free Tapered Internal	5,8	5,7 (Blue)	0,4	4,5		
BIOHORIZON	Tapered Tissue Level	3/3,8	3,5 (Yellow)	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
BIOHORIZON	Tapered Tissue Level	4,6	4,5 (Green)	0,4	4/5/7/9	1,5	4
BIOHORIZON	Tapered Tissue Level	5,8	5,7 (Blue)	0,4	4,5		
BIOHORIZON	Tapered Pro	3,8	3,0 (Grey)	1	5/7/9	1,8	3,8/5/7/9
BIOHORIZON	Tapered Pro	4,2/4,6	3,5 (Yellow)	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
BIOHORIZON	Tapered Pro	5,2	4,5 (Green)	0,4	4/5/7/9	1,5	4

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
										DAS_E_0080
3	5/7/9									DAS_E_0102
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
3	5/7/9									DAS_E_0102
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
										DAS_E_0080
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
										DAS_E_0080
3	5/7/9									DAS_E_0102
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
BIOHORIZON	Tapered Short	4,6	3,5 (Yellow)	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
BIOHORIZON	Tapered Short	5,8	4,5 (Green)	0,4	4/5/7/9	1,5	4
BIOHORIZON	Tapered TPG	4,2	3,5 (Yellow)	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
BIOHORIZON	Tapered IM (Immediate Molar)	7/8	5,7 (Blue)	0,4	4,5		
BIOHORIZON	Multi Unit Angled	Universal	Universal	0,3	5,4/5/7/9		
BILOK	External Hex	3,45	3,45	0,3	3,8	0,5	3,8
BIONER	Hikelt	3,8	3,95	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
BIONER	Hikelt	4,7	4,9	0,4	4/5/7/9	1,5	4
BIONER	Ikelt/Bikelt	3,3/3,75/4	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
BIONER	Transepitelial A5M	Universal	Regular	0,3	5,4/5/7/9		
BIONER	TopDM	3,5	3,5	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8
BIONER	TopDM	4	4	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8
BIONER	TopDM	5	5	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8
BIONER	Short DM	4/5/6	Universal	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0080
										DAS_E_0025
1	5/7/9									DAS_E_0003
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0025
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
BIONER	Hibikelt	4/5	Universal	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8
BIOTEC	SPR/CIM	3,3	3,3	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
BIOTEC	SPR/CIM	3,75	3,75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
BIOTEC	SPR/SPTT/CIM	4,2	4,2	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
BIOTEC	SPR/SPTT/CIM	5	5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
BIOTECH	Kontakt	3	Universal	1,5	4,5		
BIOTECH	Kontakt	3,6/4,2/4,8/5,4	Universal	1	4		
BIOTEM	AR Fixture R-Type/T-Type	3,7	3,7	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
BIOTEM	AR Fixture R-Type/T-Type	4	4	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
BIOTEM	AR Fixture R-Type/T-Type	4,5	4,5	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
BIOTEM	AR Fixture R-Type/T-Type	5	5	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
BIOTEM	AR Fixture R-Type/T-Type	6	6	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
BREDDENT MEDICAL	Narrow Sky	3,5	NP 3,5	0,4	4,5		
BREDDENT MEDICAL	Blue Sky	3,5/4/4,5/5,5	4	0,4	4		

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0164
										DAS_E_0165
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
										DAS_E_0110
2,5	4									DAS_E_0111

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
BREDEnt MEDICAL	Blue Sky Classic	3,5/4/4,5	4	0,4	4		
BREDEnt MEDICAL	Copa Sky	3,5/4/4,5/5/6	3,3	1	3,8	1,5	3,8
BTI	Externa Tiny	2,5/3/3,3/3,5/3,75	Tiny 3,5	0,3	3,8	0,5	3,8
BTI	Externa Universal	3,75/4	Universal 4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
BTI	Externa Universal Plus	4,5/5	Universal Plus 4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
BTI	External Connection	4,5/5/5,5	Ancha 5,5	0,5	4,5		
BTI	Interna Universal	3,3/3,5/3,75/4/4,25	Universal 4,1	0,3	4		
BTI	Interna Universal Plus	4,5/5/5,5	Universal Plus 4,1	0,3	4		
BTI	Interna ancha	5,5/6/6,25	Ancha 5,5	0,7	4,5		
BTI	Multi IM	Universal	Ancha 5,7	1,5	4,5		
BTK	BT Safe BL	3,3/3,7/4,1/4,8	KR	1,2	3,8/5/7/9	2	3,8/5/7/9
BTK	IS+ / Line Plus IS+	3,3/3,7/4,1/4,8/6	DR	1,2	3,8/5/7/9	2	3,8/5/7/9
BTK	Klassik / Konic EXT	3,25	3,4 EN	0,3	3,8	0,5	3,8
BTK	Klassik / Konic EXT / Line Plus	3,25PL/3,75/4	4,1 ER	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
2,5	4									DAS_E_0111
		3	3,8							DAS_E_0251
1	3,8									DAS_E_0009
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0060
										DAS_E_0010
										DAS_E_0010
										DAS_E_0059
										DAS_E_0178
3	3,8	4	3,8							DAS_E_0029
3	3,8	4	3,8							DAS_E_0029
1	5/7/9									DAS_E_0003
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
BTK	Klassik / Konic INT/Line Plus	3.25/3.75/4	3.5 IR	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
B&W	Internal Connection	3.3/4	4	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
B&W	Hexagono Externo	5	5	0,5	4.5		
B&W	External Connection	3.75/4	4.1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
CAMLOG	Camlog Progressive-Line	3.3	3.3	0,3	4,5/5/7/9		
CAMLOG	Camlog Progressive-Line	3,8	3,8	0,3	3,8/5/7/9		
CAMLOG	Camlog Progressive-Line	4.3	4.3	0,3	4/5/7/9		
CAMLOG	Camlog Progressive-Line	5	5	0,3	4.5		
CAMLOG	Camlog Screw-Line	3.3	3.3	0,3	4,5/5/7/9		
CAMLOG	Camlog Screw-Line	3,8	3,8	0,3	3,8/5/7/9		
CAMLOG	Camlog Screw-Line	4.3	4.3	0,3	4/5/7/9		
CAMLOG	Camlog Screw-Line	5	5	0,3	4.5		
CAMLOG	Conelog Progressive-Line	3.3	3.3	1	4.5	2	4.5
CAMLOG	Conelog Progressive-Line	3,8	3,8	1	4	2	5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0058
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
2	5/7/9									DAS_E_0087
2	5/7/9	3	5/7/9							DAS_E_0011
2	5/7/9	3	5/7/9							DAS_E_0012
										DAS_E_0088
2	5/7/9									DAS_E_0087
2	5/7/9	3	5/7/9							DAS_E_0011
2	5/7/9	3	5/7/9							DAS_E_0012
										DAS_E_0088
										DAS_E_0119
3	5/7/9									DAS_E_0120

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
CAMLOG	Conelog Progressive-Line	4,3	4,3	1	4	2	5/7/9
CAMLOG	Conelog Progressive-Line	3,3	3,3	1	4,5	2	4,5
CAMLOG	Conelog Screw-Line	3,8	3,8	1	4	2	5/7/9
CAMLOG	Conelog Screw-Line	4,3	4,3	1	4	2	5/7/9
C-TECH	Esthetic Line	3,8/4,3/5,1	4	1	3,8	2	3,8
C-TECH	Multi Unit	Universal	Universal	0,6	5,4		
CORTEX	Conical Dynamix	3	NP	1,2	3,8		
CORTEX	Conical Dynamix	3,3/3,5/4,2	RP	1	4/5/7/9	2	4
CORTEX	Conical Dynamix	5/6	WP	1	4/5/7/9	2	4
CORTEX	Conical Classix	3,3/3,8/4,2	RP	1	4/5/7/9	2	4
CORTEX	Conical Classix	5/6	WP	1	4/5/7/9	2	4
CORTEX	Conical Magix	3,3/3,8/4,2	RP	1	4/5/7/9	2	4
CORTEX	Internal Hex Dynamix	3,3/3,8/4,2/5/6	3,5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
CORTEX	Internal Hex Classix	3,3/3,8/4,2/5/6	3,5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
3	5/7/9									DAS_E_0121
										DAS_E_0119
3	5/7/9									DAS_E_0120
3	5/7/9									DAS_E_0121
										DAS_E_0246
										DAS_E_0245
										DAS_E_0109
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0005
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0005
3	4	4	4							DAS_E_0004
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
CORTEX	Internal Hex Saturn	3,8/4,2	3,5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
CORTEX	Multi Unit	Universal	Universal	0,3	5,4/5/7/9		
CONEXÃO SISTEMA DE PRÓTESE	Flash	3,5/4,3/5	Universal	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8
CONEXÃO SISTEMA DE PRÓTESE	Torq	3,5/3,75/4	Universal	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8
CONEXÃO SISTEMA DE PRÓTESE	Expand	3,75/4/5	Universal	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8
COWELLMEDI	Inno External Type	5/6	5,1	0,6	4,5		
COWELLMEDI	Multi S&A Abutment	4,5	Universal	0,3	4		
DENTAURUM	Tiologic	3,3	Small	0,5	3,8		
DENTAURUM	Tiologic	3,7/4,2	Medium	0,5	4/5/7/9		
DENTAURUM	Tiologic	4,8/5,5	Large	0,5	4,5		
DENTEGRIS	SLS-Straight	4,5	4,5	0,4	4/5/7/9	1,5	4
DENTEGRIS	S\$T Implants	4,5	4,5	0,4	4/5/7/9	1,5	4
DENTEGRIS	Sinus-Lift	4,5	4,5	0,4	4/5/7/9	1,5	4
DENTEM	Internal Hexagon		Regular	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0025
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021
										DAS_E_0061
										DAS_E_0193
										DAS_E_0130
										DAS_E_0131
										DAS_E_0132
										DAS_E_0041
										DAS_E_0041
										DAS_E_0041
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)
R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
DENTIUM	NR Line	3,1	3,2	1,8	4,5		
DENTIUM	NR Line	3,1	3,6	1,8	4,5		
DENTIUM	NR LINE	3,6/4,3/5/6	3,6/4,3/5/6	0,8	3,8		
DENTIUM	SuperLine/SuperLinell/ Implantium	3,4	3,6	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIUM	SuperLine/SuperLinell/ Implantium	3,8	4	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIUM	SuperLine/SuperLinell/ Implantium	4,3	4,5	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIUM	SuperLine/SuperLinell/ Implantium	4,8	5	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIUM	SuperLine/SuperLinell/ Implantium	4,8	6	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIUM	SimpleLine II	3,8/4,3	4,8	0,6	4/5/7/9		
DENTIUM	SimpleLine II	3,8/4,3	4,8	0,6	4,5		
DENTIUM	SimpleLine II	4,3/4,8	6,5	0,6	4,5		
DENTIUM	NR Line Multi-Unit		5	0,3	5,4		
DENTIUM	Superline MU		4,5	0,3	4		
DENTIS	e-Clean	3,5	Mini	0,3	3,8		

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)
R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
										DAS_E_0190
										DAS_E_0190
										DAS_E_0191
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
										DAS_E_0037
										DAS_E_0074
										DAS_E_0096
										DAS_E_0192
										DAS_E_0193
										DAS_E_0023

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
DENTIS	e-Clean	4,1	Regular	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
DENTIS	e-Clean	5,1	Wide	0,6	4,5		
DENTIS	OneQ-SL	3	Narrow	1,2	3,8	2	3,8
DENTIS	OneQ-SL	3,9/4,2/4,7/5,2	Regular	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIS	OneQ-SL	6/7/8	Wide	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIS	s-Clean Tapered	3,7	Mini	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIS	s-Clean Tapered	4,1/4,3	Regular	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIS	s-Clean Tapered	4,8	Wide	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIS	s-Clean Tapered II	3,7	Mini	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIS	s-Clean Tapered II	4,1/4,3	Regular	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIS	s-Clean Tapered II	4,8	Wide	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIS	s-Clean Straight	4,1/4,8	4,1/4,8	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIS	s-Clean save	5,5/6	5,5/6	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIS	SQ-SL	3,5	Narrow	1,2	3,8	2	3,8

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0061
3	3,8/5/7/9									DAS_E_0014
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	3,8/5/7/9									DAS_E_0014

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
DENTIS	SQ-SL	4/4.5/5	Regular	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIS	SQ-SL	6/7/8	Wide	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DENTIS	Sub Octa Abutment	Universal	Universal	0,6	4,5		
DENTIS	i-Clean Tapered	3,7/4,1/4,3/4,8	4,8	0,6	4/5/7/9		
DENTIS	i-Clean Straight	4,1/4,8	4,8	0,6	4/5/7/9		
DIO IMPLANTS	External	3,3/3,8	Narrow 3,5	0,3	3,8		
DIO IMPLANTS	External	3,75/4/4,5	Regular 4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
DIO IMPLANTS	External	5/5,3/5,5/6	Wide 5,1	0,6	4,5		
DIO IMPLANTS	SM System	4,5/5/5,3	Regular/Wide	0,7	4		
DIO IMPLANTS	UF	3/3,3	Narrow	1,2	3,8	2	3,8
DIO IMPLANTS	UF	3,8/4/4,5/5/5,5	Regular	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
DIO IMPLANTS	Internal OCTA		4,8	0,6	4,5		
DIO IMPLANTS	Screw Multi-Unit Abutment		RP	0,3	5,4		
DITRON	Ultimate Matrix	3,75/4,2	3,75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
										DAS_E_0074
										DAS_E_0037
										DAS_E_0037
										DAS_E_0023
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0061
										DAS_E_0013
3	3,8/5/7/9									DAS_E_0014
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
										DAS_E_0074
										DAS_E_0247
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
DITRON	Ultimate Matrix	5	4	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
DITRON	Ultimate Matrix	6	4,6	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
DITRON	MPI Matrix	3,5	3,5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
DITRON	MPI Matrix	3,75	3,75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
DITRON	MPI Matrix	4,2	4,2	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
DITRON	MPI Matrix	5	5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
DITRON	MPI Matrix	6	6	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
DMI Dental Supply	DCI/DSI	3,3/3,5/3,75/4,2/5/6	3,75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
DSP BIOMEDICAL	External Hex	3,75/4/5//3,5/3,8/4,3	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
DENTAL TECH	Implogic	4,5	4,5 (Blue)	0,4	4/5/7/9	1,5	4
EASY IMPLANT	Mini	3	Mini	0,5	4,5		
EASY IMPLANT	Multi Unit Conical Abutment	Universal	Universal	0,3	5,4/5/7/9		
EASY IMPLANT	Master C	3,5	3,5 (Ocean)	1	4/5/7/9	2	4
EASY IMPLANT	Master C	4	4 (Ocean)	1	4/5/7/9	2	4

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0041
										DAS_E_0176
										DAS_E_0025
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0004

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
EASY IMPLANT	Master C	4.5	4,5 (Lilas)	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
EASY IMPLANT	Master C	5	5 (Lilas)	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
EASY IMPLANT	Master S	3.3	3,3 (Ocean)	1	4/5/7/9	2	4
EASY IMPLANT	Master S	3.75	3,75 (Lilas)	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
EASY IMPLANT	Master S	4.25	4,25 (Lilas)	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
EASY IMPLANT	Master S	4.75	4,75 (Lilas)	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
EASY IMPLANT	Master L	3.3	3,3 (Lilas)	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
EASY IMPLANT	Master L	3.75	3,75 (Lilas)	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
EASY IMPLANT	Master L	4.25	4,25 (Lilas)	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
EASY IMPLANT	Master L	4.75	4,75 (Lilas)	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
EASY IMPLANT	Hexcel-S	3.3	3,3	0,3	3,8	0,5	3,8
EASY IMPLANT	Hexcel-S	3.75	3,75	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
EASY IMPLANT	Hexcel-S	4.25	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
EASY IMPLANT	Hexcel-S	4.75	5	0,5	4,5		

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
1	5/7/9									DAS_E_0003
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0058

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
ECKERMAN	Hexagon	3/3.5/4/4.5/5	4.1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
ECKERMAN	Winner	3/3.5/4	3.5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ECKERMAN	Winner	4/4.5/5	4.5	0,4	4/5/7/9	1,5	4
ELITE MEDICAL	External Connection	3.75	Narrow Platform	0,3	3,8		
ELITE MEDICAL	External Connection	4	Regular Platform	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
ELITE MEDICAL	Conexión Externa	5	Wide	0,6	4,5		
EUROTEKNIKA	Aesthetica	4,1	4,8	0,6	4/5/7/9		
EUROTEKNIKA	Aesthetica	4,1	4,8	0,6	4,5		
EUROTEKNIKA	Aesthetica	4,8	6,5	0,6	4,5		
EUROTEKNIKA	Naturactis	3,5	3,4	1	4/5/7/9	2	4
EUROTEKNIKA	Naturactis	4	3,8	1	4/5/7/9	2	4
EUROTEKNIKA	Naturactis	4,5	4,3	1	4/5/7/9	2	4
EUROTEKNIKA	Naturactis	5	4,8	1	4/5/7/9	2	4
EUROTEKNIKA	Natea	3,6/4,1/4,8	Narrow	1	4/5/7/9	2	4

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
										DAS_E_0023
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0061
										DAS_E_0037
										DAS_E_0074
										DAS_E_0096
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0004

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
EUROTEKNIKA	Natea	3,6/4,1/4,8	Regular	1	4/5/7/9	2	4
EUROTEKNIKA	Natea	6	Wide	1	4/5/7/9	2	4
EUROTEKNIKA	Naturall	3,5	Narrow	1	4/5/7/9	2	4
EUROTEKNIKA	Naturall	4/4,5	Regular	1	4/5/7/9	2	4
EUROTEKNIKA	Naturall	5	Wide	1	4/5/7/9	2	4
EUROTEKNIKA	Uneva	3,6/4,1/4,8/6	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
EUROTEKNIKA	Ibone E/Ibone S	3,8/4,3/4,8	3,5	1	4/5/7/9	2	4
EUROTEKNIKA	Ibone E/Ibone S	4,8/5,5/6,2	4,3	1	4/5/7/9	2	4
EUROTEKNIKA	Ibone G	4,8/5,5	RP	0,6	4/5/7/9		
EUROTEKNIKA	Ibone G	5,5/6,2	WP	0,6	4/5/7/9		
EUROTEKNIKA	Multi Unit Tetra	Universal	Universal	0,3	5,4/5/7/9		
F\$B IMPLANT (FIT \$ BRILLIANT)	FA Submerged Fixture	3,9	Narrow	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
F\$B IMPLANT (FIT \$ BRILLIANT)	FA Submerged Fixture	4,1/4,4	Regular	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
F\$B IMPLANT (FIT \$ BRILLIANT)	FA Submerged Fixture	4,8	Wide	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0005
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0004
										DAS_E_0037
										DAS_E_0037
										DAS_E_0025
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
F\$B IMPLANT (FIT \$ BRILLIANT)	FA Submerged Fixture	5.3/5.8/6.3/6.8	Ultra-Wide	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
GALIMPLANT	Conexión interna	3.5	3.5	1	4/5/7/9	2	4
GALIMPLANT	Conexión interna	4	4	1	4/5/7/9	2	4
GALIMPLANT	Conexión interna	5	5	1	4/5/7/9	2	4
GALIMPLANT	Conexión externa	3.5/4	4	0.3	4/5/7/9	0.5	4/5/7/9
GALIMPLANT	Multi Unit Multiposicion recto	Universal	Universal	0.3	5.4/5/7/9		
GALIMPLANT	Multi Unit Multiposicion angulado	Universal	Universal	0.3	5.4/5/7/9		
GC TECH	AADVA Standard / Tapered Implants	3.3	NP	1.2	4.5	2	4.5
GC TECH	AADVA Standard / Tapered Implants	4	RP	1.2	3.8	2	3.8
GC TECH	AADVA Standard / Tapered Implants	5	WP	1.2	4.5		
GLOBAL D (TEKKA)	InKone Primo	3.5/4/4.5/5	Universal	1	4.5	2	4.5
GLOBAL D (TEKKA)	InKone Universal	3.5/4/4.5/5	Universal	1	4.5	2	4.5
GMI	Frontier	3.3/3.75/4.25	RP 3.3	0.6	3.8/5/7/9	1	5/7/9
GMI	Frontier	4.75/5.75	WP 4.3	0.4	4/5/7/9	1.5	4

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0004
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0025
										DAS_E_0025
3	4.5									DAS_E_0196
3	3.8									DAS_E_0197
										DAS_E_0198
3	4.5	4	4.5							DAS_E_0152
3	4.5	4	4.5							DAS_E_0152
1.5	3.8	2	5/7/9	3	3.8/5/7/9	4	3.8	5	3.8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
GMI	Phoenix	3,3/3,75/4	Standard 4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
GMI	Phoenix	5	Wide 5,1	0,6	4,5		
GMI	Pilar multiestético angulado	Universal	RP 4,8	0,3	5,4/5/7/9		
GT MEDICAL	Best Fit Internal Hex	3,7/4,1/4,3/4,8	Wide	1	4/5/7/9	2	4
GT MEDICAL	Best Fit External Hex	3,5	Narrow	0,3	3,8		
GT MEDICAL	Best Fit External Hex	4,1	Regular	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
GT MEDICAL	Best Fit Hexágono Externo	5,1	Wide	0,6	4,5		
GT MEDICAL	Best Fit Internal Octagon	3,7/4,3/4,8	Regular	0,6	4/5/7/9		
GT MEDICAL	Best Fit Internal Octagon	3,7/4,3/4,8	Regular	0,6	4,5		
HANH IMPLANT	Tapered Implant	3,5/4,3	3,5 (Purple)	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8
HANH IMPLANT	Tapered Implant	5	5 (Blue)	1,3	4/5/7/9	2	4
HANH IMPLANT	Tapered Implant	7	7 (Green)	1,4	4,5		
HANH IMPLANT	MultiUnit Abutment system	Universal	Universal	0,3	5,4/5/7/9		
HIOSEN	ETII SA / ETIII SA	3,5	Mini	1,2	3,8/5/7/9	2	3,8/5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0061
										DAS_E_0025
3	4	4	4							DAS_E_0005
										DAS_E_0023
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0061
										DAS_E_0037
										DAS_E_0074
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021
3	4/5/7/9	4	4	5	4					DAS_E_0022
										DAS_E_0124
										DAS_E_0025
3	3,8	4	3,8							DAS_E_0029

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
HIOSEN	ETII SA / ETIII SA	4/4.5/5	Regular	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
HIOSEN	ETIII BA	3,5	Mini	1,2	3,8/5/7/9	2	3,8/5/7/9
HIOSEN	ETIII BA	4/4.5/5	Regular	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
HITEC	Tapered Self Thread	3.3/3.75	3.5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
HITEC	Tapered Self Thread	4,2/5	4.5	0,4	4/5/7/9	1,5	4
HITEC	Logic Plus	3,5	3,7	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
HITEC	Logic Plus	4,3	3,9	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
IBS	Magic FC	4/4.5/5/5.5/6/6.5	3,8	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
IBS	N.R. Fix	3/3.5	3,8	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
IDO IMPLANTS	I Do Implants	3,8/4/4.5/5/5.5/6/7	Universal	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
IMPLANT DIRECT	Interactive	3,2/3,7	3	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8
IMPLANT DIRECT	Interactive	4,3/5	3,4	1,3	4/5/7/9	2	4
IMPLANT DIRECT	Simply Iconic	3,2/3,7/4,2	Purple 3	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8
IMPLANT DIRECT	Simply Iconic	4,7/5,2/5,7	Gold 3.4	1,3	4/5/7/9	2	4

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	3,8	4	3,8							DAS_E_0029
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021
3	4/5/7/9	4	4	5	4					DAS_E_0022
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021
3	4/5/7/9	4	4	5	4					DAS_E_0022

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
IMPLANT DIRECT	Legacy	3,7/4,2	3,5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
IMPLANT DIRECT	Legacy	4,7/5,2	4,5	0,4	4/5/7/9	1,5	4
IMPLANT DIRECT	Replus/Replant/ Reactive	3,5/3,7/4,2	3,5	0,5	3,8/5/7/9	1,2	3,8
IMPLANT DIRECT	Replus/Replant/ Reactive	4,3/4,7	4,3	0,3	4/5/7/9	1,2	4
IMPLANT DIRECT	Replus/Replant/ Reactive	5/5,7	5	0,3	4		
IMPLANT DIRECT	SwishActive	3,3	3	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8
IMPLANT DIRECT	SwishActive	4,1/4,8	3,4	1,3	4/5/7/9	2	4
IMPLANT DIRECT	Swishplant/ Swishplus	4,1/4,8	4,8	0,6	4/5/7/9		
IMPLANT DIRECT	Swishplant/ Swishplus	4,1/4,8	4,8	0,6	4,5		
IMPLANT DIRECT	Swishplant/ Swishplus	4,8/5,7	6,5	0,6	4,5		
IMPLANT GENESIS	AKTIVE	3,5/3,75/4,2/5	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
IMPLANTSWISS	Bone Level	3,3	3,3	1	4/5/7/9	2	4
IMPLANTSWISS	Bone Level	3,7	3,7	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
IMPLANTSWISS	Bone Level	4,3	4,3	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
										DAS_E_0026
										DAS_E_0027
										DAS_E_0028
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021
3	4/5/7/9	4	4	5	4					DAS_E_0022
										DAS_E_0037
										DAS_E_0074
										DAS_E_0096
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
IMPLANTSWISS	Bone Level	4.8	4.8	1.1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
IMPLANTSWISS	Bone Level	5.5	5.5	1.1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
IMPLANTSWISS	Multi Unit	Universal	4.8	0.3	5.4/5/7/9		
IHDE DENTAL (IMBIODENT)	Bone Level Plus	3.3	3.3	1.3	3.8/5/7/9	2	3.8
IHDE DENTAL (IMBIODENT)	Bone Level Plus	4.1	4.1	1.1	4/5/7/9	2	4
IHDE DENTAL (IMBIODENT)	Bone Level Plus	4.8	4.8	1.1	4/5/7/9	2	4
INTRA LOCK	IntraHex	3.75/4	3.5	0.6	3.8/5/7/9	1	5/7/9
INTRA LOCK	IntraHex	4.75	4.5	0.4	4/5/7/9	1.5	4
INTRA LOCK	Unihex	4	Regular	0.3	4/5/7/9	0.5	4/5/7/9
INTRA LOCK	Unihex	4.75	Wide	0.3	4/5/7/9	0.5	4/5/7/9
JDENTALCARE	JDEvolution/ JDEvolution Plus	3.7	3.7	0.6	3.8/5/7/9	1	5/7/9
JDENTALCARE	JDEvolution/ JDEvolution Plus	4.3/5	4	0.6	3.8/5/7/9	1	5/7/9
JDENTALCARE	JDEvolution/ JDEvolution Plus	6	5	0.6	3.8/5/7/9	1	5/7/9
JDENTALCARE	JD ICON	3.9	3.9	1.3	4/5/7/9	2	4

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
										DAS_E_0025
3	3.8/5/7/9	4	3.8							DAS_E_0033
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0035
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0035
1.5	3.8	2	5/7/9	3	3.8/5/7/9	4	3.8	5	3.8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1.5	3.8	2	5/7/9	3	3.8/5/7/9	4	3.8	5	3.8	DAS_E_0040
1.5	3.8	2	5/7/9	3	3.8/5/7/9	4	3.8	5	3.8	DAS_E_0040
1.5	3.8	2	5/7/9	3	3.8/5/7/9	4	3.8	5	3.8	DAS_E_0040
3	4/5/7/9	4	4	5	4					DAS_E_0022

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
JDENTALCARE	JD ICON	4.3	4	1,3	4/5/7/9	2	4
JDENTALCARE	JD ICON	5	4,7	1,3	4/5/7/9	2	4
JDENTALCARE	JD ICON PLUS	3,7	3,7	1,7	4/5/7/9	2,5	4/5/7/9
JDENTALCARE	JD ICON PLUS	4.3	4	1,7	4/5/7/9	2,5	4/5/7/9
JDENTALCARE	JD ICON PLUS	5	4,8	1,7	4/5/7/9	2,5	4/5/7/9
JDENTALCARE	JD ICON PLUS T	3,5	3,5	1,7	4/5/7/9	2,5	4/5/7/9
JDENTALCARE	JD ICON PLUS T	4	3,5	1,7	4/5/7/9	2,5	4/5/7/9
JDENTALCARE	JD ICON PLUS T	4,5	3,5	1,7	4/5/7/9	2,5	4/5/7/9
JDENTALCARE	JD Pterygo	4	4	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
JDENTALCARE	Conical Abutment	Universal	Universal	0,3	5,4/5/7/9		
KEYSTONE	Internal TiLobe PrimaConnex	3,3/3,5	3,5	1	3,8/5/7/9		
KEYSTONE	Internal TiLobe PrimaConnex	4/4,1	4,1	1	4/5/7/9		
KEYSTONE	Internal TiLobe PrimaConnex	5	5	1	4/5/7/9		
KEYSTONE	Internal TiLobe Prima Plus	3,5	3,5	1	3,8/5/7/9		

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
3	4/5/7/9	4	4	5	4					DAS_E_0022
3	4/5/7/9	4	4	5	4					DAS_E_0022
3	4	4	4	5	4	3,5	5/7/9	1	5/7/9	DAS_E_0015
3	4	4	4	5	4	3,5	5/7/9	1	5/7/9	DAS_E_0015
3	4	4	4	5	4	3,5	5/7/9	1	5/7/9	DAS_E_0015
3	4	4	4	5	4	3,5	5/7/9	1	5/7/9	DAS_E_0015
3	4	4	4	5	4	3,5	5/7/9	1	5/7/9	DAS_E_0015
3	4	4	4	5	4	3,5	5/7/9	1	5/7/9	DAS_E_0015
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0025
										DAS_E_0044
										DAS_E_0045
										DAS_E_0046
										DAS_E_0044

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
KEYSTONE	Internal TiLobe Prima Plus	4,1	4,1	1	4/5/7/9		
KEYSTONE	Internal TiLobe Prima Plus	5/6	5	1	4/5/7/9		
KEYSTONE	Restore	3,75/4	RD 4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
KLOCKNER	Essential Cone	3,5/4/4,5	4,5	0,6	4		
KLOCKNER	KL	3,3	Narrow	0,3	3,8		
KLOCKNER	KL	3,7/4,2	Regular	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
KLOCKNER	KL	4,7	Wide	0,6	4,5		
KLOCKNER	Vega	3,5	NV	1,2	3,8		
KLOCKNER	Vega	4/4,5	RV	1,2	4		
KLOCKNER	Vega +	3,6	NV	1,2	3,8		
KLOCKNER	Vega +	4,1/4,6	RV	1,2	4		
KLOCKNER	Multi Unit Permanent	4,2	Universal	0,5	5,4		
KUWOTEC	kisplant	3,5	Small	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
KUWOTEC	kisplant	3,5/4/4,5/5/5,5/6	Regular	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
										DAS_E_0045
										DAS_E_0046
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0054
										DAS_E_0023
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0061
										DAS_E_0082
										DAS_E_0083
										DAS_E_0082
										DAS_E_0083
										DAS_E_0173
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
LASAK	Bioniq	2,9	QN (Amarillo)	0,9	4,5		
LASAK	Bioniq	3,5/4/5	QR(Azul)	0,9	3,8		
LEADER	Tixos External Hex	3,3/3,75	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
LEADER	Tixos Internal Hex	3,3	3,5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
LEADER	Tixos Internal Hex	5	5	0,5	4,5		
LEADER	Tixos Internal Hex	3,75	4	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
MEDENTIKA	Multi Unit		Universal	0,3	5,4/5/7/9		
MEDENTIS (ICX)	Premium/Active Master	3,75	3,75	1,1	4/5/7/9	2	4
MEDENTIS (ICX)	Premium/Active Master	4,1	4,1	1,1	4/5/7/9	2	4
MEDENTIS (ICX)	Premium/Active Master	4,8	4,8	1,1	4/5/7/9	2	4
MEDENTIS (ICX)	Premium/Active Master	3,3	XNP 3,3	1	4,5		
MEGAGEN	AnyOne External	3,5	Small 3,5	0,3	3,8		
MEGAGEN	AnyOne External	4	Regular 4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
MEGAGEN	AnyOne External	4,5	Regular 4,5	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
										DAS_E_0166
										DAS_E_0167
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0058
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0025
3	5/7/9									DAS_E_0125
3	5/7/9									DAS_E_0125
3	5/7/9									DAS_E_0125
										DAS_E_0249
										DAS_E_0023
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
MEGAGEN	AnyOne External	5	Wide 5	0,5	4,5		
MEGAGEN	AnyOne External	6	SuperWide 5,5	0,5	4,5		
MEGAGEN	AnyOne Internal	3,5/4/4,5/5/6/7	General	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
MEGAGEN	AnyRidge	3,5	Small	1,7	4/5/7/9	2,5	4/5/7/9
MEGAGEN	AnyRidge	4/4,5	Regular	1,7	4/5/7/9	2,5	4/5/7/9
MEGAGEN	AnyRidge	5/5,5	Wide	1,7	4/5/7/9	2,5	4/5/7/9
MEGAGEN	Mini	3/3,4	Mini	1,2	3,8	2	3,8
MEGAGEN	Cone Abutment	Universal	3,8	2,5	4		
MEGAGEN	Cone Abutment	Universal	4,8	0,6	4,5		
MEGAGEN	Multi Unit N Type	Universal	Universal	0,3	5,4/5/7/9		
MEGAGEN	ExFeel	3,5	Small	0,6	4/5/7/9		
MEGAGEN	ExFeel	4,1	Regular	0,6	4/5/7/9		
MEGAGEN	ExFeel	4,8/5	Wide	0,6	4/5/7/9		
MICRODENT	Ektos	3,7/4,2	3,5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
										DAS_E_0058
										DAS_E_0058
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4	4	4	5	4	3,5	5/7/9	1	5/7/9	DAS_E_0015
3	4	4	4	5	4	3,5	5/7/9	1	5/7/9	DAS_E_0015
3	4	4	4	5	4	3,5	5/7/9	1	5/7/9	DAS_E_0015
3	3,8/5/7/9									DAS_E_0014
										DAS_E_0128
										DAS_E_0074
										DAS_E_0025
										DAS_E_0037
										DAS_E_0037
										DAS_E_0037
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
MICRODENT	System	2,8/3,25	3,5	0,3	3,8	0,5	3,8
MICRODENT	Universal	2,8/3,25	3,5	0,3	3,8	0,5	3,8
MICRODENT	Universal	3,3/3,5/3,75/4	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
MIS	C1	3,3	Narrow	0,8	3,8	1,5	3,8/5/7/9
MIS	C1	3,75/4,2	Standard	0,7	4/5/7/9	1,5	4
MIS	C1	5	Wide	1,2	4		
MIS	V3	3,9/4,3/5	Standard	0,7	4/5/7/9	1,5	4
MIS	Lance	3,75/4,2	Standard	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
MIS	Lance	5	Wide	0,5	4,5		
MIS	M4	3,3	Narrow	0,75	3,8		
MIS	M4	3,75/4,2	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
MIS	M4	5/6	Wide	0,4	4/5/7/9	1,5	4
MIS	MultiUnit	Universal	General	0,6	5,1		
MIS	Seven	3,3	Narrow	0,75	3,8		

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1	5/7/9									DAS_E_0003
1	5/7/9									DAS_E_0003
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0016
										DAS_E_0017
										DAS_E_0018
										DAS_E_0017
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0058
										DAS_E_0019
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
										DAS_E_0020
										DAS_E_0019

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
MIS	Seven	3,75/4,2	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
MIS	Seven	5/6	Wide	0,4	4/5/7/9	1,5	4
MONOIMPLANT	MultiUnit	4,8	Regular	0,3	5,4/5/7/9		
MOZOGRAU (Ticare)	MG Inhex	3,3	2,3 Mini	1,2	3,8		
MOZOGRAU (Ticare)	MG Inhex	3,75/4,25	2,8 Standard	1	4/5/7/9	2	4
MOZOGRAU	MG Inhex	5	3,8 Maxi	1	4/5/7/9	2	4
MOZOGRAU	MG Osseous	3,3	3,4 Mini	0,3	3,8	0,5	3,8
MOZOGRAU	MG Osseous	3,4/3,75/4,25	4,1 Standard	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
MOZOGRAU	MG Osseous	5	5 Maxi	0,6	4,5		
MPI	Privilege CM	3,5/4	Regular	1	4/5/7/9	2	4
MPI	Privilege CM	5	Wide	1	4/5/7/9	2	4
MPI	Excellence CM	3,5/4	Regular	1	4/5/7/9	2	4
MPI	Excellence CM	5	Wide	1	4/5/7/9	2	4
MPI	External Connection HE	3,3	3,5	0,3	3,8	0,5	3,8

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
										DAS_E_0025
										DAS_E_0109
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0005
1	5/7/9									DAS_E_0003
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0061
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0005
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0005
1	3,8									DAS_E_0009

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
MPI	External Connection HE	5	5	0,5	4,5		
MPI	External Connection HE	3,3/4	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
NEOBIOTECH	EB External System	3,5	Narrow	0,3	3,8		
NEOBIOTECH	IS System	3,2	S-Narrow	1,2	3,8/5/7/9	2	3,8/5/7/9
NEOBIOTECH	IS System	3,5	Narrow	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
NEOBIOTECH	IS System	4	Regular 4	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
NEOBIOTECH	IS System	4,5	Regular 4,5	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
NEOBIOTECH	IS System	5	Wide 5	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
NEODENT	Cono Morse Mini Pilar	Universal	Regular	0,3	5,4/5/7/9		
NEODENT	Smart HE	3,75/4	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
NEODENT	Helix HE	3,75/4/4,3	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
NEODENT	GM	3,5/3,75/4/4,3/5/6	Regular	1,2	4/5/7/9	2,5	4/5/7/9
NEOSS	ProActive Straight/ Tapered/Edge	3,5/4/4,5	Standard	0,6	3,8/5/7/9		
NEOSS	ProActive Straight/ Tapered/Edge	5/5,5	Standard	0,6	4/5/7/9		

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
										DAS_E_0058
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0023
3	3,8	4	3,8							DAS_E_0029
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
										DAS_E_0025
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
3,5	4									DAS_E_0186
										DAS_E_0047
										DAS_E_0048

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)
R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
NEOSS	ProActive Wide	6	Standard	0,6	4/5/7/9		
NEOSS	ProActive Sinus	6,5	Standard	0,6	4/5/7/9		
NEOSS	Short Implant	3,5/4/4,5	Standard	0,6	3,8/5/7/9		
NEOSS	Short Implant	5/5,5/6/6,5	Standard	0,6	4/5/7/9		
NEOSS	Acces Abutment	Universal	Universal	0,6	3,8/5/7/9		
NOBEL BIOCARE	Active	3	Mini 3.0	1,5	4,5		
NOBEL BIOCARE	Active	3,5	Narrow	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8
NOBEL BIOCARE	Active	4,3/5	Regular	1,3	4/5/7/9	2	4
NOBEL BIOCARE	Active	5,5	Wide	1,4	4,5		
NOBEL BIOCARE	Branemark	3,3	Narrow	0,3	3,8		
NOBEL BIOCARE	Branemark	3,75/4	Regular	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
NOBEL BIOCARE	Branemark	5/6	Wide	0,6	4,5		
NOBEL BIOCARE	MultiUnit	4,8	Regular	0,3	5,4/5/7/9		
NOBEL BIOCARE	Replace	3,5	Narrow	0,5	3,8/5/7/9	1,2	3,8

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)
R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
										DAS_E_0048
										DAS_E_0048
										DAS_E_0047
										DAS_E_0048
										DAS_E_0047
										DAS_E_0159
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021
3	4/5/7/9	4	4	5	4					DAS_E_0022
										DAS_E_0124
										DAS_E_0023
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0061
										DAS_E_0025
										DAS_E_0026

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
NOBEL BIOCARE	Replace	4.3	Regular	0,3	4/5/7/9	1,2	4
NOBEL BIOCARE	Replace	5	Wide	0,3	4		
NOBEL BIOCARE	Replace	6	Platform 6	0,3	4.5		
NOBEL BIOCARE	NobelParallel	3.75	Narrow	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8
NOBEL BIOCARE	NobelParallel	4.3/5	Regular	1,3	4/5/7/9	2	4
NOBEL BIOCARE	NobelParallel	5.5	Wide	1,4	4.5		
NOBEL BIOCARE	NobelSpeedy	3.3	Narrow	0,3	3,8		
NOBEL BIOCARE	NobelSpeedy	4/5	Regular	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
NOBEL BIOCARE	NobelSpeedy	5/6	Wide	0,6	4.5		
NORIS MEDICAL	TUFF	3.3/3.75/4.2/5/6	3.75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
NORIS MEDICAL	TUFF TT	3.3/3.75/4.2/5/6	3.75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
NORIS MEDICAL	ONIX	3.3/3.75/4.2/5/6	3.75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
NORIS MEDICAL	CORTICAL	4/5/6.	3.75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
NORIS MEDICAL	PTERYCORE	4.2	3.75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
										DAS_E_0027
										DAS_E_0028
										DAS_E_0129
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021
3	4/5/7/9	4	4	5	4					DAS_E_0022
										DAS_E_0124
										DAS_E_0023
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0061
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
NORIS MEDICAL	PTERYFIT	4,2	3,75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
NORMON	HI	3,75/4,25/4,75	3,5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
NORMON	HE	3,25/3,75/4,25/4,75	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
NOVA IMPLANTS	PSI/PCI	3,3/3,75/4,2/5/6	3,75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
OSSEOLIFE (ZIACOM)	OEX	3,75/4,25	RP 4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
OSSTEM	TS	3,5	Mini	1,2	3,8/5/7/9	2	3,8/5/7/9
OSSTEM	TS	4/4,5/5/6/7	Regular	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
OSSTEM	US	3,3/3,5	Mini 3,5	0,3	3,8		
OSSTEM	US	3,75/4/4,5	Regular 4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
OSSTEM	US	5/5,5	Wide 5,1	0,6	4,5		
OSSTEM	US	5/5,5	Wide PS 5	0,5	4,5		
OSSTEM	Multi Unit Abutment/ Esthetic Low abutment	Universal	Regular	0,3	5,4/5/7/9		
OSTEOPLUS	SHE	3,45	3,45	0,3	3,8	0,5	3,8
OSTEOPLUS	SHE	3,75 / 4	4	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
3	3,8	4	3,8							DAS_E_0029
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
										DAS_E_0023
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0061
										DAS_E_0058
										DAS_E_0025
1	3,8									DAS_E_0009
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
OSTEOPLUS	SHI	3,3 / 3,75 / 4,2	3,5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
OXY	K1 Line	3,5/4/4,5/5	Regular	1,7	4/5/7/9	2,5	4/5/7/9
OXY	K1 Line	5,5/6/6,5	Wide	1,7	4/5/7/9	2,5	4/5/7/9
OXY	PSK Line	3,5/4/4,5/5	Regular	1,7	4/5/7/9	2,5	4/5/7/9
OXY	MD Line KONE	4,75/4,25/5	Regular	1,7	4/5/7/9	2,5	4/5/7/9
OXY	Fixo	Universal	4,8	0,5			
OXY	MD Line Ext	3,75/4,25	Standard	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
PALTOP	ADVANCED CLASSIC	3,25	Narrow	0,5	4,5		
PALTOP	ADVANCED CLASSIC	3,75/4,2/5	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
PALTOP	ADVANCED +	3,25	Narrow	0,5	4,5		
PALTOP	ADVANCED +	3,75/4,2/5	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
PALTOP	ADVANCED +	6	Wide (purple)	0,4	4/5/7/9	1,5	4
PALTOP	DYNAMIC	3,25	Narrow	0,5	4,5		
PALTOP	DYNAMIC	3,75/4,2/5	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
3	4	4	4	5	4	3,5	5/7/9	1	5/7/9	DAS_E_0015
3	4	4	4	5	4	3,5	5/7/9	1	5/7/9	DAS_E_0015
3	4	4	4	5	4	3,5	5/7/9	1	5/7/9	DAS_E_0015
3	4	4	4	5	4	3,5	5/7/9	1	5/7/9	DAS_E_0015
										DAS_E_0242
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0229
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0229
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
										DAS_E_0229
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
PALTOP	DYNAMIC	6	Wide (purple)	0,4	4/5/7/9	1,5	4
PALTOP	DIVA	3,75/4,2/5	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
PALTOP	ACTIVE	3,75/4,2/5	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
PALTOP	CONICAL ACTIVE	3,75/4,2/5	Standard	1,2	3,8/5/7/9	2	3,8/5/7/9
PALTOP	Universal Multi-Unit	Universal	Universal	0,4	5,4		
PALTOP	PAI	3,25	Narrow	0,5	4,5		
PALTOP	PAI	3,25/3,75/4,2/5	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
PALTOP	PAI	6	Wide	0,4	4/5/7/9	1,5	4
PHIBO	BNT Serie 3	3,6	4	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
PHIBO	BNT Serie 4	4,2	4	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
PHIBO	TSH Serie 3	3,6	4	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
PHIBO	TSH Serie 4	4,2	4	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
POINT IMPLANT	SM II System UV Implant	4/4,5/5	Regular	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
PROCLINIC	Cilindrico Externo/ Cónico Externo	3,75/4,25//3,5/4	4,1 Estandar	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
										DAS_E_0041
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
3	3,8	4	3,8							DAS_E_0029
										DAS_E_0181
										DAS_E_0229
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
PROCLINIC	Cilindrico Interno/ Cónico Interno	3.3/3.75/4.25/5//3.5/4/5	3.5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
PROCLINIC	Cilindrico Interno/ Cónico Interno	5	5 Maxi	0,5	4,5		
PROCLINIC	SP Octa	3,3/4,1/4,8	4,8	0,6	4/5/7/9		
PROCLINIC	SP Octa	3,3/4,1/4,8	4,8	0,6	4,5		
PROCLINIC	SP Octa	4,8	6,5	0,6	4,5		
PROCLINIC	Aqua CM	3,5/4/5	2,82	1	4/5/7/9	2	4
RADHEX	PHE	3,5	3,5	0,3	3,8		
RADHEX	PHE	4/4,5/5	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
RADHEX	PHI	3,75	3,5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
RADHEX	PHI	4,5/5	4,5	0,4	4/5/7/9	1,5	4
REFLECT	Rapid	3	3	1,5	4,5		
REFLECT	Rapid/Recover	3,5	NP	1,5	3,8/5/7/9	2	3,8
REFLECT	Rapid/Recover	4,3/5/5,5	RP	1,3	4/5/7/9	2	4
REFLECT	Aspire	3,5/4	Aqua(Estrecha)	1	4/5/7/9	2	4

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0058
										DAS_E_0037
										DAS_E_0074
										DAS_E_0096
3	4	4	4							DAS_E_0004
										DAS_E_0023
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
										DAS_E_0159
3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8					DAS_E_0021
3	4/5/7/9	4	4	5	4					DAS_E_0022
3	4	4	4							DAS_E_0004

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
REFLECT	Aspire	5	Lilac (Ancha)	1	4/5/7/9	2	4
REFLECT	Tapered Screw	3,5	3,5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
REFLECT	Tapered Screw	4,1/4,7	4,5	0,4	4/5/7/9	1,5	4
RITTER	Hexágono Interno	3,75/4,2/5/6	Standard	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ROOT	R	3,5/3,8/4,2/4,8/5,5	Universal	1,5	3,8		
SEWON MEDIX	IH2 SLA SYSTEM	3,5	Mini	1,2	3,8/5/7/9	2	3,8/5/7/9
SEWON MEDIX	IH2 RBM SYSTEM	3,5	Mini	1,2	3,8/5/7/9	2	3,8/5/7/9
SEWON MEDIX	IH2 SLA SYSTEM	3,5/4/4,5/5	Regular	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
SEWON MEDIX	IH2 RBM SYSTEM	3,5/4/4,5/5	Regular	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
SEWON MEDIX	IH SYSTEM	3,5/4/4,5/5	Universal	0,3	5,4/5/7/9		
SGS	P1	3,2/3,75/4,2/5/6	3,75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
SGS	P7	3,2/3,75/4,2/4,5/5/6	3,75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
SIC INVENT	SICace	3,4/4	3,3	0,3	4,5/5/7/9		
SIC INVENT	SICace	4,5/5	4,2	0,3	3,8		

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
3	4	4	4							DAS_E_0005
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0236
3	3,8	4	3,8							DAS_E_0029
3	3,8	4	3,8							DAS_E_0029
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
										DAS_E_0025
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0170
										DAS_E_0171

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
SIC INVENT	SICmax	3,4/4,2	3,3	0,3	4,5/5/7/9		
SIC INVENT	SICmax	4,7/5,2	4,2	0,3	3,8		
SIC INVENT	SICtapered	3,4/4,2	3,3	0,3	4,5/5/7/9		
SIC INVENT	SICtapered	4,7/5,2	4,2	0,3	3,8		
SIGNO VINCES	Duo	4,6	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
SIGNO VINCES	Inttegra	3,75/4	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
SIGNO VINCES	Compact	4,5	CM3,8	1	4/5/7/9	2	4
SIGNO VINCES	Duocon	3,8	CM3,8	1	4/5/7/9	2	4
SIGNO VINCES	Duocon	4,6/5,5	CM4,6	1	4/5/7/9	2	4
SIGNO VINCES	Infra	3,3/3,8/4,6	CM	1	4/5/7/9	2	4
SIN IMPLANTS	HI SW	3,8	3,8	0,7	4/5/7/9		
SIN IMPLANTS	Tryon	3,25/3,75/4	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
SIN IMPLANTS	Tryon CO	4	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
SIN IMPLANTS	Revolution	3,25/3,75/4	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
										DAS_E_0170
										DAS_E_0171
										DAS_E_0170
										DAS_E_0171
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0005
3	4	4	4							DAS_E_0004
2	4									DAS_E_0039
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
SIN IMPLANTS	Stylus	4	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
SIN IMPLANTS	HE	3,75	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
SIN IMPLANTS	Mini Pilar	Universal	Universal	0,3	5,4/5/7/9		
SIN IMPLANTS	Epikut HE 4,5	4,5	4,5	0,3	4/5/7/9		
SIN IMPLANTS	Epikut HE 5	5	5	0,5	4,5		
SOUTHERN IMPLANTS	Tri-Nex	3,5	3,5	0,5	3,8/5/7/9	1,2	3,8
SOUTHERN IMPLANTS	Tri-Nex	4,3	4,3	0,3	4/5/7/9	1,2	4
SOUTHERN IMPLANTS	Tri-Nex	5	5	0,3	4		
SOUTHERN IMPLANTS	Tri-Nex	6	6	0,3	4,5		
SOUTHERN IMPLANTS	IT Connection	3,3/4/4,1/4,9/5	4,8	0,6	4/5/7/9		
SOUTHERN IMPLANTS	IT Connection	4,9/5/6	6,5	0,6	4,5		
SOUTHERN IMPLANTS	External Hex	3,25	3,4	0,3	3,8	0,5	3,8
SOUTHERN IMPLANTS	External Hex	4,7/5	5	0,5	4,5		
SOUTHERN IMPLANTS	External Hex	5,7/6	6	0,5	4,5		

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0025
										DAS_E_0024
										DAS_E_0058
										DAS_E_0026
										DAS_E_0027
										DAS_E_0028
										DAS_E_0129
										DAS_E_0037
										DAS_E_0096
1	5/7/9									DAS_E_0003
										DAS_E_0058
										DAS_E_0058

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
SOUTHERN IMPLANTS	External Hex	3,75/4	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
SOUTHERN IMPLANTS	Internal Hex	3,75/4,2/5	3,6	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
SOUTHERN IMPLANTS	Compact Conical MultiUnit	4,8	4,8	0,3	5,4/5/7/9		
SOUTHERN IMPLANTS	Deep Conical	3	2,45	1,2	3,8		
SOUTHERN IMPLANTS	Deep Conical	3,5/4	2,95/3,1	1	4/5/7/9	2	4
SOUTHERN IMPLANTS	Deep Conical	5	4,1	1	4/5/7/9	2	4
SOUTHERN IMPLANTS	Provata	4/5/6	3,6	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
STERIOSS	HexLoc	3,25	3,3	0,3	3,8		
STERNGOLD	Stern Ex	3,75/4/5	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
SURCAM	MULTI UNIT	Universal	5	0,4	5,4		
SYBRON	Endopore	4,1	4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
SWEDEN MARTINA	Premium khono	3,3	3,3	0,3	3,8		
SWEDEN MARTINA	Premium khono	3,8	3,8	0,7	3,8		
SWEDEN MARTINA	Premium khono	4,25	4,25	0,9	4		

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0025
										DAS_E_0109
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0005
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0023
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0181
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0031
										DAS_E_0032
										DAS_E_0065

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
SWEDEN MARTINA	Outlink 2	3,3	3,3	0,6	3,8		
SWEDEN MARTINA	Outlink 2	3,75/4,1	4,1	0,6	4		
SWEDEN MARTINA	Prama	3,8/4,25/5	3,4	0,3	3,8		
SWEDEN MARTINA	Shelta	3,8	3,8	0,7	3,8		
SWEDEN MARTINA	Shelta	4,25	4,25	0,7	3,8		
SWEDEN MARTINA	Shelta	5	5	0,7	3,8		
STRAUMANN	Standard Plus	3,3	NNC 3,5	0,5	4,5		
STRAUMANN	Bone Level	3,3	NC 3,3	1,3	3,8/5/7/9	2	3,8
STRAUMANN	Bone Level	4,1/4,8	RC4,1/4,8	1,1	4/5/7/9	2	4
STRAUMANN	BLX	3,5/3,75/4/4,5	RB (Regular Base)	1,5	4,5/5/7/9		
STRAUMANN	BLX	5/5,5/6,5	WB (Wide Base)	1,5	4,5		
STRAUMANN	BLC	3,3/3,75	RB	1,5	4,5/5/7/9		
STRAUMANN	BLC	4,5/5,5/6,5	WB	1,5	4,5		
STRAUMANN	Tissue Level	3,3/4,1/4,8	Regular 4,8	0,6	4/5/7/9		

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
										DAS_E_0063
										DAS_E_0064
										DAS_E_0031
										DAS_E_0032
										DAS_E_0032
										DAS_E_0032
										DAS_E_0160
3	3,8/5/7/9	4	3,8							DAS_E_0033
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0035
3	4,5/5/7/9	4,0	4,5							DAS_E_0207
										DAS_E_0208
3	4,5/5/7/9	4,0	4,5							DAS_E_0207
										DAS_E_0208
										DAS_E_0037

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
STRAUMANN	Tissue Level	4,8	Wide 6,5	0,6	4,5		
STRAUMANN	Synocta	Universal	Regular 4,8	0,6	4,5		
STRAUMANN	Bone Level Tapered SC	2,9	SC 2,9	1	4,5		
STRAUMANN	Synocta	Universal	Wide 6,5	0,6	4,5		
STRAUMANN	Screw Retained	Universal	NC/RC	0,5	5,4		
STRAUMANN	Tissue Level	3,3	3,5	0,5	4,5		
STRAUMANN	TLC	3,3	NT	0,5	4,5		
STRAUMANN	TLC	3,3/3,75/4,5	RT	0,5	4,5		
STRAUMANN	TLC	4,5/5,5/6,5	WT	0,5	4,5		
STRAUMANN	TLX / TLX S	3,75/4,5	NT	0,5	4,5		
STRAUMANN	TLX / TLX S	3,75/4,5	RT	0,5	4,5		
STRAUMANN	TLX / TLX S	5,5/6,5	WT	0,5	4,5		
TBR	Hexágono Externo	3,5	Narrow	0,3	3,8		
TBR	Hexágono Externo	5	Wide	0,5	4,5		

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
E: Extraoral
NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
GH: Gingiva Height
CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
										DAS_E_0096
										DAS_E_0074
										DAS_E_0135
										DAS_E_0137
										DAS_E_0101
										DAS_E_0160
										DAS_E_0260
										DAS_E_0261
										DAS_E_0262
										DAS_E_0260
										DAS_E_0261
										DAS_E_0262
										DAS_E_0023
										DAS_E_0058

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
TBR	Connect / Infinity/ Baby 8	3.5	3.5	0,5	4.5		
TBR	Connect / Infinity/ Baby 8	4	4	0,5	3,8		
TBR	Connect / Infinity/ Baby 8	5	5	0,5	4		
TITANIUMFIX	Bfix	3.5/4	Regular	1	4/5/7/9	2	4
TITANIUMFIX	Bfix	4.5/5	Larga	1	4/5/7/9	2	4
TREE-OSS	Simple	3.3/3.75/5	3.75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
TREE-OSS	Hexagono Externo	3.3	3,5 Rosa	0,3	3,8		
TREE-OSS	Hexagono Externo	3.75/4	4,1 Amarillo	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
TREE-OSS	Hexagono Externo	5	5,1 Azul	0,6	4.5		
TREE-OSS	Tri-Channel Interno	3.5	3,5 Rosa	0,5	3,8/5/7/9	1,2	3,8
TREE-OSS	Tri-Channel Interno	4.3	4,3 Amarillo	0,3	4/5/7/9	1,2	4
TREE-OSS	Tri-Channel Interno	5	5,0 Azul	0,3	4		
TREE-OSS	MULTI UNIT	Universal	Universal	0,3	5,4/5/7/9		
TRI DENTAL IMPLANTS	TriVent	3.75/4.1/4.7	3.5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
										DAS_E_0266
										DAS_E_0267
										DAS_E_0268
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0005
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0023
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0061
										DAS_E_0026
										DAS_E_0027
										DAS_E_0028
										DAS_E_0025
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
TRINON	Q2	3.5/3.75/4.5	4	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
TRINON	QK	4	4,8	0,6	4/5/7/9		
TRINON	QK	4	4,8	0,6	4,5		
UFIT	Gt2	3.5	Mini	1	4/5/7/9	2	4
UFIT	Gt2	4/4.5	Regular	1	4/5/7/9	2	4
UFIT	Gt2	5	Wide	1	4/5/7/9	2	4
UFIT	Gt2	5,5/6/6,5/7	Ultrawide	1	4/5/7/9	2	4
UFIT	Gt2	3.5	Mini	1	4/5/7/9	2	4
UFIT	Nt2	3.5	Mini	1	4/5/7/9	2	4
UFIT	Nt2	4/4.5	Regular	1	4/5/7/9	2	4
UFIT	Nt2	5	Wide	1	4/5/7/9	2	4
UFIT	Nt2	5,5/6/6,5/7	Ultrawide	1	4/5/7/9	2	4
VULKAN IMPLANTS	INHex	3.3/3.75/4.2/5	3.75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
WARANTEC	IU	3,6	Narrow	1	4/5/7/9	2	4

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
										DAS_E_0037
										DAS_E_0074
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0005
3	4	4	4							DAS_E_0005
3	4	4	4							DAS_E_0005
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0004
3	4	4	4							DAS_E_0005
3	4	4	4							DAS_E_0005
3	4	4	4							DAS_E_0005
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
3	4	4	4							DAS_E_0004

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
WIN	WIN	3.30/3.75/4.25/5	3.75	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
WIN	WIN	Universal	Universal	0,3	5,4/5/7/9		
XIVE	S	3,4	3,4	0,7	3,8/5/7/9		
XIVE	S	3,8	3,8	0,7	4/5/7/9		
XIVE	S	4,5	4,5	0,3	4/5/7/9		
XIVE	XIVE	3	3	1	4,5		
XIVE	XIVE	5,5	5,5	1	4,5		
YES IMPLANT	SSYSTEM	3,3/3,5	Narrow	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
YES IMPLANT	SSYSTEM	4/4,5	Regular	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
YES IMPLANT	SSYSTEM	5/5,5	Wide	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
YES IMPLANT	SSYSTEM	6/6,5/7/8	BWide	1,1	4/5/7/9	2	4/5/7/9
ZIACOM	Zinic	3,7/4/4,3	RP	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ZIACOM	OEX	3,75/4,25	RP 4,1	0,3	4/5/7/9	0,5	4/5/7/9
ZIACOM	GALAXY	3,4/3,7/4	RP 2,85	1	4/5/7/9	2	4

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0025
										DAS_E_0038
2	4									DAS_E_0039
										DAS_E_0085
										DAS_E_0084
										DAS_E_0086
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
3	4/5/7/9	4	4							DAS_E_0030
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
1	5/7/9	2	5/7/9	3	5/7/9	4	5/7/9			DAS_E_0024
3	4	4	4							DAS_E_0004

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



BRAND	MODEL	Ø IMPLANT	PLATFORM	GH A	CH A	GH B	CH B
ZIACOM	Zinic Shorty	4,75	RP	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ZIMMER	SwissPlus	3,7/4,1/4,8	4,8	0,6	4/5/7/9		
ZIMMER	SwissPlus	3,7/4,1/4,8	4,8	0,6	4,5		
ZIMMER	Eztetic	3,1	2,9	1,5	4,5		
ZIMMER	Zimmer Type (Internal Hexagon)	3,7/4,1	3,5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ZIMMER	Zimmer Type (Internal Hexagon)	4,7	4,5	0,4	4/5/7/9	1,5	4
ZIMMER	ScrewVent	3,7/4,1	3,5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ZIMMER	ScrewVent	4,7	4,5	0,4	4/5/7/9	1,5	4
ZIMMER	ScrewVent	6	5,7	0,4	4,5		
ZIMMER	TSX	3,7/4,1/4,7	3,5	0,6	3,8/5/7/9	1	5/7/9
ZIMMER	TSX	5,4/6	4,5	0,4	4/5/7/9	1,5	4
ZIMMER	TSX	3,1	2,9	1,5	4,5		
ZIMMER	Tapered	Universal	Universal	0,3	3,8		
ZIMMER	TSX	3,1	2,9	1,5	4,5		

NOTE

DAS: Dynamic Abutment Solutions
 E: Extraoral
 NR: Non-rotator (Engaging)

R: Rotator (Non-Engaging)
 GH: Gingiva Height
 CH: Cement Height



GH C	CH C	GH D	CH D	GH E	CH E	GH F	CH F	GH G	CH G	LIBRARY CODE
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0037
										DAS_E_0074
										DAS_E_0178
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
										DAS_E_0080
1,5	3,8	2	5/7/9	3	3,8/5/7/9	4	3,8	5	3,8	DAS_E_0040
										DAS_E_0041
										DAS_E_0178
										DAS_E_0205
										DAS_E_0178

